

FÜR DIE BESTEN NUR DAS BESTE →

FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT – OLYMPISCHE SPIELE – RUGBY-WELTMEISTERSCHAFT – ATP WORLD TOUR



*Diese Behandlung hat mir geholfen, an den
Weltcup-Abfahrten teilzunehmen.
Danke für die Hilfe, das war Gold wert!*

Aksel Lund Svindal, Abfahrtskiläufer – Olympiasieger



*Ich hatte Probleme mit dem Rücken, aber nach
der dritten oder vierten Stosswellenbehandlung
ging es mir wirklich viel besser!*

Stuart Appleby, PGA-Golfer – Gewinner eines Golf-Major-Turniers



*Ich arbeite mit Spitzensportlern, und die
akzeptieren nur das Beste!*

2015 – Per Nymann Andersen, Chiropraktiker

FÜR JEDEN ERHÄLTlich* →


- > Weltweit 10 000 Geräte im Einsatz
- > Jährlich 2 Millionen Behandlungen
- > Über 500 000 zufriedene Patienten jedes Jahr

**"I FEEL
GOOD"**

WWW.EMS-MEDICAL.COM

* Keine Selbstbehandlung; fragen Sie Ihren Arzt nach Diagnose und Gegenanzeigen.

I FEEL GOOD



EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

SWISS PIEZOCLAST® →

**SCHMERZ-
LINDERUNG
NACH 3-5
BEHANDLUNGEN**

WIE STOSSWELLEN FUNKTIONIEREN →

Stosswellen lösen im Gewebe einen biologischen Selbstheilungsprozess aus.
Dieser Prozess:

- > Lindert Schmerzen während der Behandlung
- > Die körpereigenen Selbstheilungskräfte werden aktiviert und wirken nach Abschluss der Therapie weiter

WARUM STOSSWELLEN →

- > Keine Medikamente
- > Keine Kortison
- > Keine Spritzen
- > Keine Chirurgie



- > 1000 piezokeramische Kristalle erzeugen 1000 Druckwellen, die am Brennpunkt zu einer Stosswelle mit maximaler Energie konvergieren

SCHMERZBEHANDLUNG IN 4 SCHRITTEN →

- 1 ABTASTEN**
Schmerzen lokalisieren
- 2 MARKIEREN**
Behandlungszone festlegen
- 3 GEL APPLIZIEREN**
Für die Übertragung der Stosswellen
- 4 STOSSWELLEN ANWENDEN**
Je nach Biofeedback des Patienten



Nackenschmerzen



Schulterschmerzen



Knieschmerzen



Tennisarm



Achillessehnenreizung



Plantarfasziitis