



DOLORCLAST®



RADIAL SHOCK WAVES

BEAUTY-KONZEPT GEGEN CELLULITE

ERFOLGREICH, SANFT UND SCHNELL GEGEN CELLULITE



RADIAL
SHOCK WAVES
8 x 30
MIN



NEUE FESTIGKEIT ELASTIZITÄT GLATTE HAUT

Die meisten Frauen, die unter Cellulite leiden, suchen nach einer natürlichen Lösung für das Problem – allerdings möchte kaum eine der betroffenen Frauen dafür ein Risiko in Kauf nehmen.

Die DOLORCLAST® -Methode mit dem RADIAL SHOCK WAVE ist die Antwort – nicht invasiv, effizient und sicher.

PRO KOLLAGEN ELASTIN ZIRKULATION

Die DOLORCLAST®-Methode bewirkt die lymphatische und vaskuläre Stimulation der Haut und unterstützt somit die Erneuerung von Kollagen und Elastin. Die Haut wird glatt, straff und geschmeidig – mit dem DOLORCLAST®-Konzept in nur 8 Sitzungen à 30 Minuten.



RADIAL SHOCK WAVE | DERM

- > Moderne Touch-Oberfläche
- > Einfach zu bedienen
- > Vorprogrammierte Portokolle
- > Individuell verstellbare Funktionen wie Intensität, Frequenz, Impulse
- > Medizinprodukt der Klasse IIb: benötigt V-NISSG-Zertifizierung

RADIAL SHOCK WAVES | DERM

METHODE & TECHNOLOGIE

KINETISCHE ENERGIE GENERIERT AKUSTISCHE WELLEN


Die DOLORCLAST®-Methode erzeugt durch schnell aufeinander folgende Druckluftimpulse kinetische Energie - Energie, die über den Applikator in Stosswellen (akustische Druckellen) umgewandelt und in die Haut und das darunterliegende Bindegewebe weitergeleitet wird.



WIRKWEISE & ERGEBNIS

STIMULIERTER ZELLSTOFFWECHSEL STRAFFT HAUT UND BINDEGEWEBE

Die akustischen Druckwellen triggern komplexe biologische Reaktionen, bewirken die Straffung des Bindegewebes und stimulieren die Produktion von Kollagen. Die DOLORCLAST®-Methode verringert die Cellulite in nur 8 Sitzungen um 1 Grad - klinisch-wissenschaftlich* getestet.



- NICHT INVASIV
- OHNE PUNKTIERUNG
- OHNE BETÄUBUNG
- SANFT & SICHER
- **SOFORTIGE WIEDER-
AUFNAHME ALLER
AKTIVITÄTEN**



RADIAL SHOCK WAVES HANDSTÜCK

Bis 25 Wellen pro Sekunde
> 28 000 Wellen zur Behandlung aller sieben Körperteile in ca. 30 Minuten.

Gleichbleibend hohe Energieabgabe über einen 40 mm-Applikator
> Besonders schnelle Behandlung

RADIAL SHOCK WAVES | DERM

SCHNELLE & ANGENEHME BEHANDLUNG



SCREENING



PINCH-TEST



KONTAKTGEL



BEHANDLUNG



ERFOLGSKONZEPT

SCHNELLE RENTABILITÄT*
FÜR DAS KOSMETIKINSTITUT

*ROI - Return on Investment

Ein Produkt von:
E.M.S. Electro Medical Systems SA,
Schweiz

Offizieller Vertrieb für die Schweiz:



MTR Equipments
Fällimisstrasse 64
8832 Wilen b. Wollerau

044 787 70 80
info@mtr-ag.ch
www.mtr-ag.ch

