



Stendo® - der moderne Kreislauf-Booster

STENDO® - ENDOTHELIALER STIMULATOR

Das Endothel ist eine Zellschicht, welche die Innenwand aller Blut- und Lymphgefäße, vom Grössten bis zum Kleinsten, auskleidet. Es sorgt für die effiziente Funktionsweise unseres Gefässnetzes mit einer Gesamtlänge von 160.000 km und spielt eine zentrale Rolle in der Nährstoffversorgung unserer Zellen sowie in der ordnungsgemässen Funktion unserer Organe und unseres Immunsystems.

Wie erhält man das Endothel in guter Form? Durch Stimulation der Flüssigkeitszirkulation, denn das Endothel braucht, genauso wie die Muskeln, physische Reize um in Form zu bleiben

Die exklusive patentierte Technologie von Stendo® simuliert die Wirkung körperlicher Aktivität auf die Gefässe und unterzieht das Gefässsystem einem Gymnastiktraining mit tiefgehender, ganzheitlicher Wirkung.



Gesundheit & Vitalität
werden von innen
aufgebaut!

STENDO

STENDO

Stendo® - sorgt für ein
gutes Kreislaufsystem -
auch im Alter


Stendo®-Anwendungen wirken nicht nur gegen Symptome wie Schmerzen, Entzündungen, Schwellungen und Steifheit, sie aktivieren auch den Kreislauf und regen den Zellstoffwechsel durch eine ganzheitliche, tiefgreifende, funktionelle und vorbeugende Methode an. **Stendo®** setzt neue Maßstäbe in der Behandlung von Problemen im Zusammenhang mit Bewegungsmangel, langsamem Stoffwechsel, Verlust des Selbstwertgefühls sowie Müdigkeit und hilft, dem Verlust der Eigenständigkeit von Senioren entgegenzuwirken.

Stendo® - fördert effektiv ein gesundes
und selbständiges Altern

- WIEDERAUFNAHME VON AKTIVITÄTEN
- DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN
- SCHWERE BEINE
- STIMULATION DES IMMUNSYSTEMS
- WUNDHEILUNG
- VORBEUGUNG GEGEN DEKUBITUS
- MÜDIGKEIT
- ENTZÜNDUNGEN
- SCHMERZEN

Die **Stendo®**-Manschette mit integrierter Gel-/Luftschiicht (**Stendo®**-Patent), erzeugt eine tiefgehende mechanobiologische Stimulation in der Haut sowie den Blut- und Lymphgefäßen. Je nach Pulsintensität und dynamischer Abfolge und Dauer der gewählten Sitzung kann der Therapeut die physiologische Wirkung

sorgfältig an Ihre Bedürfnisse und Behandlungsziele anpassen. Die **Stendo®**-Manschette besteht aus 12 getrennten Kammern, deren Kompressionen homogene Pulsfolgen erzeugen, welche immer zwischen zwei Herzschlägen, die in Echtzeit über einen Pulsmesser geortet werden, abgegeben werden.



HERZSCHLAG-SYNCHRONISIERUNG

Die **Stendo®** Impulse werden nur in der diastolischen Phase, d.h. zwischen zwei Herzschlägen abgegeben.

